



SG DISTRIBUTION & DEVELOPMENT

Institut de beauté, centre de formation
et fournisseur

**FICHE TECHNIQUE
BODY SLIM**



L'utilisation

RÉCUPÉRATION SPORTIVE



Lumière infrarouge, aspirateur et rouleau mécanique, traitement efficace et rapide sans temps d'arrêt.

Ce soin combine la fréquence radio monopolaire et la radio bipolaire. Rouleaux sous vide et spécialement conçus pour la distribution mécanique sûre et efficace de l'énergie thermique. **Il augmente le métabolisme de l'énergie stockée et du drainage lymphatique** et réduit la taille des cellules graisseuses et adipeuses.



—
Elimination des rides



—
Lifting du visage



—
Massage



—
Récupération sportive



—
Perte de poids



—
Reduction de la cellulite

| Avantages

Les 6 avantages de notre machine

- 1 — **Combine 5 techniques** : Rouleau mécanique, Absorption de pression négative sous vide, radiofréquence bipolaire, lumière rouge et infrarouge, décapage de graisse par ultrasons.
- 2 — **Quatre poignées de tailles différentes** conviennent à différentes zones de tout le corps. Utilisant une technologie ergonomique, pour assurer un traitement plus confortable, avec un rouleau en céramique pour protéger la couche cutanée.
- 3 — **Dispositif d'amortissement** de la pompe à air et matériel d'isolation phonique pour assurer un **fonctionnement silencieux** et réduire le bruit.
- 4 — **Fréquence radio monopolaire et bipolaire** pour une pénétration plus profonde. En utilisant la **fréquence de 500Khz/750Khz/1MHz** du plus récent RF monopolaire et bipolaire, la pénétration est plus profonde et le traitement plus sûr.
- 5 — **Radiofréquence bipolaire** pour le raffermissment de la peau.
- 6 — **Le résultat du lifting du visage et du raffermissment** de la peau est plus évident et plus rapide grâce aux RF bipolaires.





Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Nom**
Machine body slim
- **Alimentation**
AC 200-240V 50-60Hz Max4A
- **Puissance radio**
400W
- **RF Fréquence**
1 MHz
- **Puissance ultrasonique**
30W
- **Fréquence ultrasonique**
60 KHz
- **Fréquence de la lumière rouge**
20W (XF-III),9W(XF-IV)
- **Longueurs d'onde de la lumière rouge**
700nm-2000nm
- **Dimensions**
65x78x158 cm
- **Poids**
89 kg





| Configuration

Pièces à main

- **XF-III**

Longueurs d'onde infrarouge

700 nm -2000nm puissance 20W

RF

1MHz

Vitesse du rouleau

30r/min

Aspiration

Réglages à 8 vitesses

- **CS-02**

Ultrasons

30W

Fréquence

60 KHz

- **XF-IV**

Longueurs d'onde infrarouge

700 nm -2000nm puissance 9W

RF

1MHz

Aspiration

Réglages à 8 vitesses

0.15 bars ~0.30 bars

- **ÉCRAN TACTILE**

10,4 pouces

- **SC-1**

Aspiration

Réglages à 8 vitesses

Ultrasons

30W

Fréquence

60 KHz

RF

1MHz



| Contenu et emballage

Le contenu du colis



- Poignée de traitement du visage et du cou
- Poignée de traitement du corps
- Poignée de traitement des bras et des jambes
- poignée de traitement de grande surface
- Interrupteur au pied
- Ligne d'alimentation
- Tuyau de raccordement
- Interrupteur à clé

Caisse de transport

Boîtier international en aluminium avec mousse d'amortissement à l'intérieur.



| A propos





Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice.

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.





| Nous contacter

  +33 7 81 39 76 66

 +41 79 530 11 14

 www.distribution-sg.ch

 [sg_development.distribution](https://www.instagram.com/sg_development.distribution)

 [sg_developmentdistribution](https://www.facebook.com/sg_developmentdistribution)