



SG DEVELOPMENT & DISTRIBUTION

Votre partenaire en Solutions
Médico-Esthétiques.
Développez votre expertise

**BROCHURE
CRYO MULTIFONCTION
AVEC PLAQUES**

| L'utilisation



Une machine efficace et multifonction, conçue pour affiner et restructurer la silhouette grâce à la Cryo, la lipocavitation, la radiofréquence et le vacuum.

En combinant ces technologies complémentaires, elle permet une prise en charge globale de la silhouette, en agissant à la fois sur les volumes, la qualité de peau et les zones localisées.

Ce combo intelligent offre des résultats visibles, progressifs et harmonieux, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque client.

Investir dans cette machine multifonction, c'est proposer à votre clientèle une solution complète et performante pour atteindre leurs objectifs esthétiques, tout en positionnant votre institut comme un acteur expert et innovant du secteur.



Perte de poids



Reduction de la cellulite



Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- Technologie
Cryo ▪ Radiofréquence ▪
Lipocavitation ▪ Vacuum
- Taille de l'écran principal
Tactile LCD 15,6 pouces
- Humidité relative
<80 %
- Temps par défaut
0 - 120 min
- Liquide de refroidissement pur
Eau
- Température ambiante
5°C -+ 40°C
- Pression de sortie du dispositif
de refroidissement
0 - 100kpa
- Certification **CE**
CE sous la directive
93/42 CEE





Paramètres

Spécifications techniques des pièces

- 13 embouts inclus performants



— 3 embouts radiofréquence,
pour plus de précision



— 3 embouts lipocavitation
1MHz



— 1 embout lipocavitation
40K



— 2 plaques moyennes cryo



— 1 plaque ventre cryo



— 1 poignée d'aspiration vaccum
corps performante et efficace

Embouts en option




— 2 petites plaques cryo



— Embout cryo menton

Une machine multifonction



Cryo

Une technique non invasive d'amaigrissement, pensée pour **cibler les zones localisées** et **affiner la silhouette** en douceur. La Cryo agit progressivement sur la réduction des volumes et la restructuration de la silhouette, sans intervention invasive. En s'appuyant sur les mécanismes naturels du corps, elle permet d'obtenir des **résultats visibles et harmonieux**, tout en respectant le confort du client.



Lipocavitation

Une technologie de remodelage corporel non invasive, conçue pour **affiner et redessiner** la silhouette. La lipocavitation agit de manière ciblée sur les zones localisées, permettant de réduire les volumes et **d'améliorer visiblement l'aspect de la peau**. Elle s'intègre parfaitement dans une prise en charge globale de la silhouette, pour des résultats progressifs, harmonieux et durables, tout en garantissant **confort et sécurité** à chaque séance.




Radiofréquence

La radiofréquence agit en profondeur pour **améliorer l'aspect de la peau, lisser les irrégularités et atténuer visiblement l'effet « peau d'orange »**. En stimulant naturellement la production de collagène et d'élastine, elle renforce la tonicité des tissus, améliore l'élasticité cutanée et redonne à la peau un aspect **plus ferme** et plus **uniforme**.



Une machine multifonction



Vacuum

Le soin vacuum pour le corps est une technique esthétique qui utilise un **système d'aspiration pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique**. Il est particulièrement populaire pour réduire la cellulite, raffermir la peau et sculpter la silhouette.

A propos



Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.



| Nous contacter

 04 23 32 42 60

 distribution_sg.professionnel

 www.distribution-sg.ch

 sg_development.distribution