



SG DISTRIBUTION
& DEVELOPMENT

CRYOLIPOLYSE

Cryolipolyse révolutionnaire à 360°

- Augmentation de 45% du confort
- +60% de zones traités
- Temps raccourci de moitié :35 minutes



Poignée large



Poignée moyenne



Poignée mini

FACILE DE PERDRE DU POIDS


Si vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez l'utiliser en toute confiance




Ventre



Cuisses




Hanches



Bras

Alliage d'aluminium
aéronautique





Grande: 1pc*210*110*160mm
Moyenne: 1pc*210*110*150mm
Petite: 1pc*140*120*50mm


Personnalisez vos poignées : Quantité* & taille
*4ème poignée en option

			
Grande: 210*110*160mm	Moyenne: 210*110*150mm	Petite: 140*120*50mm	Petite: 140*120*50mm
			

➤ Écran LCD tactile 15,6 pouces pour la machine Cryo




➤ Écran LCD tactile 4,3 pouces pour les poignées Cryo



Modèle	CR900
Écran	Écran tactile LCD 15,6 pouces • Tactile LCD 4,3 pouces
Tension	AC 230V 50Hz/ AC110V 60 Hz
Puissance d'entrée	1200W
Puissance de sortie	800W
Technologie	Cryolipolysis • Vacuum • LED
Niveau d'aspiration	5 niveaux
Vide	0kpa-85kpa
Reffroidissement	-10° C~50° C
Poignées de Cryo	1pc*210*110*160mm (Grande) 1pc*210*110*150mm (Moyenne) 1pc*140*120*50mm (Petite) Peut être configurée avec 4 poignées 4 poignées travaillent en même temps
Mode de travail	Mode froid et cycles thermiques
Poids	90 kg


Théorie du travail de la cryolipolyse

①




Certaines cellules graisseuses résistent aux régimes et à l'exercice physique

②




La cryolipolyse cible les cellules et les cristallise par le froid

③



Les adipocytes sont progressivement éliminés par le système lymphatique

④



La graisse récalcitrante disparaît

