



SG DISTRIBUTION & DEVELOPMENT
Institut de beauté, centre de formation
et fournisseur

**FICHE TECHNIQUE
LED**

L'utilisation



La photobiomodulation offre des résultats parfois spectaculaires en toute sécurité et ses indications sont toujours plus variées.

La photobiomodulation (PBM) est une technique thérapeutique non invasive qui utilise des sources lumineuses, telles que des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED), pour moduler les processus biologiques dans le corps. Cette méthode exploite la capacité de la lumière à pénétrer les tissus et à interagir avec les cellules, stimulant ainsi des réponses bénéfiques au niveau cellulaire.



Soin de la
peau



Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Machine**
PDT le led
- **Protocoles**
20 protocoles
100% personnalisables
- **Longueurs d'onde**
5 longueurs d'onde
Bleu : 415 nm
Rouge : 660 nm
Vert : 520 nm
Jaune : 590 nm
Rose : 850 nm
- **Diffusion**
Jusqu'à 100mW/cm²
- **Modes**
Pulsé ou continu
- **Certification**
CE Médical/FDA/TUV





Traitement

Qui est le bon candidat ?



Fines rides
et ridules



Peau lâche



Peau grasse et
congestionnée



Pores dilatés




Teintes de peau



Acnés




Dommages causés
par le soleil



Signes de
vieillesse



En savoir plus




Bleu 415 nm

Pour traiter l'acné et la peau grasse. La lumière provoque la production de radicaux libres dans l'oxygène, tuant les bactéries sans endommager la peau.




Jaune 590 nm

Pour améliorer la vitalité cellulaire, éliminer les taches, restaurer une peau jeune et cutanée.




Rouge 660 nm

Pour améliorer l'élasticité de la peau et améliorer le teint. Anti-âge, raffermi la peau, lève la ligne et augmente le collagène.



Rose 850 nm

Pour accélérer la cicatrisation des plaies et soulager les douleurs articulaires. Insertion plus profonde dans la peau pour un effet de grossissement.



Verte 520 nm

Pour améliorer la peau grasse et à tendance acnéique. Utilisé pour neutraliser la peau, l'équilibrer, l'apaiser et éliminer les œdèmes.

Des résultats bluffants

En seulement 2 semaines



A propos





Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.





| Nous contacter

  +33 7 81 39 76 66

 +41 79 530 11 14

 www.distribution-sg.ch

 [sg_development.distribution](https://www.instagram.com/sg_development.distribution)

 [sg_developmentdistribution](https://www.facebook.com/sg_developmentdistribution)